

Monad

莫纳生物

Simply Discover More

至简致真·探索无限

金属磁力架

专利锁止
高效分离

莫纳提供三种金属磁力架：双排 16 孔可锁止金属磁力架、双排 16 孔超强磁力可锁止金属磁力架、96 孔金属磁力架。适用于不同体积、通量的磁珠法分离纯化。所有磁铁经过严格检测，磁性稳定可靠，磁强媲美进口品质；磁铁经专业工具安装，保证磁极顺序正确，形成均匀磁场，达到良好的磁珠吸附效果。框架由铝合金一体成型并经喷砂和阳极氧化处理，美观而耐用。




产品特点

双排 16 孔可锁止金属磁力架

独特创新：专利锁止和松开结构，轻松放取和固定离心管

兼容性强：适配 1.5/2.0 ml 的 EP 管，用于磁珠法核酸纯化及免疫沉淀 (IP, ChIP)

高颜值：精美设计，一体成型，璀璨金、科技银 2 色可选



CU010101/CU010102

双排 16 孔超强可锁止金属磁力架

超强磁性：更强磁力，超小体积的核酸纯化体系也可满足 (例如 NGS)

独特创新：专利锁止和松开结构，轻松放取和固定离心管



CU010103

96 孔金属磁力架

磁性强：快速吸附磁珠至管壁，吸附后的磁珠集中，移液轻松

独特创新：独特 13 列孔位，用于改变 96 孔磁力架位置，以充分洗涤磁珠

兼容性强：兼容 PCR 单管、8 联管、无裙边或半裙边 96 孔板



CU010202

订购信息



产品货号	英文名称	产品描述	规格	目录价 (¥)
CU010101S	ExceMag™ Magnetic Stand-16 With Locker, Golden	1.5 ml/2 ml 可锁止双排 16 孔 (金)	1/pk	2400
CU010102S	ExceMag™ Magnetic Stand-16 With Locker, Silvery	1.5 ml/2 ml 可锁止双排 16 孔 (银)	1/pk	2400
CU010103S	ExceMag™ Super Magnetic Stand-16 With Locker, Silvery	1.5 ml/2 ml 超强可锁止双排 16 孔 (银)	1/pk	2400
CU010202S	ExceMag™ Magnetic Stand-96, Silvery	96 孔金属磁力架 (银)	1/pk	2400



400-820-2141

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

Tel: +86-(0)21-64868889

Fax: +86-(0)21-64868669

E-mail: support@monadbiotech.com

www.monadbiotech.com



Monad

莫纳生物

Simply Discover More

至简致真·探索无限

圆筒型连盖离心管开盖器

呵护手指
轻松开盖

圆筒型连盖离心管开盖器（专利申请号：201720759470.5）

用于开启常用的 0.2/1.5/2.0 ml 连盖离心管。开盖时无需选择开盖器的方向，在轻松开盖的同时，能够避免手指与管盖接触。和传统手工开盖相比，不仅省力、减小工作强度，而且操作更为简单方便，特别适用于需要反复开启离心管管盖的提取实验。



产品特点

简便易用

轻松开 / 关盖，提升实验效率同时呵护您的手指

兼容性强

适配 0.2 ml、1.5 ml 和 2 ml 连盖离心管

避免污染

避免手或手套直接接触样品

高颜值

外形精致小巧，独特设计美观耐用

订购信息



产品货号	英文名称	产品描述	规格	目录价 (¥)
CU020101M	02010 Micro Tube Opener, Golden and Silvery	圆筒型连盖管开盖器（金、银）	2/pk	76
CU020102M	02010 Micro Tube Opener, Red and Blue	圆筒型连盖管开盖器（红、蓝）	2/pk	76
CU020103M	02010 Micro Tube Opener, 4 Colors	圆筒型连盖管开盖器（金、银、红、蓝）	4/pk	136



400-820-2141

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

Tel: +86-(0)21-64868889
Fax: +86-(0)21-64868669

E-mail: support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com

